




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天板	本体 塗装色	品番
メラミン天板	パールホワイト	CHM-127W
	ダークグレー	CHM-127D
アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CHC-127W
	ダークグレー	CHC-127D

均等耐荷重：500kg

カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1		
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2		
1	天板	1	t30 パーチ	1200X750
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.9.13	3角法	名 称	中量実験用作業台
承認	設計	製図		CH(M・C)タイプ
		尺 度		W1200×D750×H800
		大迫		外観図
		1:15	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				