

中山式
医学シリーズ

親指・手首

けんしょう
腱鞘

テーピング
サポーター

■ 製品名：中山式 親指・手首テーピングサポーター

パッケージ正面画像



パッケージ裏面画像



親指・手首に使えるマルチサポーター

あなたの親指・手首
こんなお悩み
ありませんか？

家事をする際の手首の違和感 / スマホを使う際の親指の違和感



着脱伸縮ベルトを付け替えることで
右手、左手の両手に使えます。

この商品には3通りの使い方があります。



製品特徴

- ① **クロステーピング構造** → 親指から手首までの関節をクロスサポートする事で親指の曲げを抑制し安定させます。
- ② **着脱伸縮ベルト** → 親指の付け根や手首など、固定したい箇所に合わせて、お好みの強さで巻くことが出来、着脱式なので不要な時は外す事が可能。
- ③ **左右兼用** → 左右兼用なので、左右どちらの手にも使用可能で右手・左手用で買い替える必要がありません。

JANコード

サイズ

適応サイズ

男女兼用

4975974034114

Sサイズ

手首周り13~16cm、手囲い17~21cm

左右兼用

4975974034121

Mサイズ

手首周り15~18cm、手囲い21~25cm

● 日本製

■ 定価：オープン

単品パッケージサイズ：高さ180×幅100×奥行25mm 重量 Sサイズ37g / Mサイズ38g

中箱サイズ：高さ185×幅205×奥行260mm 重量 Sサイズ880g / Mサイズ900g ケース入数20

外箱サイズ：高さ400×幅270×奥行645mm 重量 Sサイズ6080g / Mサイズ6200g ケース入数120