

バンブーニードル（竹製ニードル 180mm）（環境配慮商品）

ガンマ線滅菌済

- ・ニードル把手部分 丸型 φ2.5mm
- ・先端は尖っています。
- ・全長 180mm

* 入数など特注品にも応じられます。

- チャック付袋に入っているため、安全に必要な分だけ使うことができます。
- 環境に優しい竹製です。
- 使用後に先端を火炎処理して破棄も出来ます。
*より安全に廃棄する為にはオートクレーブなどで廃棄処理して下さい

バンブーニードル（竹製）

D

注文コード	滅菌処理	販売単位		税抜価格	1本当
I (アイ) 05001 S	滅菌 ^{γ線}	1箱 (1000本)	25本/袋×40		12
I 05001 S-BIG		8箱			
I 05003 S		1箱 (3000本)	25本/袋×120		11
I 05003 S-BIG		3箱			
I 05006 S		1箱 (6000本)	25本/袋×240		10
I 05006 S-BIG		2箱			

納入額（税抜き）10000円未満の場合、送料がかかります