

AD スコープ ティーチング（教育用）


生体育を二人同時に聴診できる教育用聴診器

- ・全長約 140 cm
- ・AD703（成人・小児兼用タイプ）と AD709（軽量アルミニウム製）の 2 タイプ
- ・チューブカラーは、指導用と生徒用で色分け

AD スコープ 703 型



AD スコープ 709 型



Adscope703 クリニシャン ステトスコープ ティーチング	販売名	Adscope709 クリニシャン ステトスコープ ライト ティーチング
AD703BKT	品番	AD709BKT
¥25,200	価格	¥15,200
ブラック・バーガンディ	カラー	ブラック・バーガンディ
約140cm / 約300g	全長 / 重量	約140cm / 約180g
ステンレス	チェストピース材質	アルミニウム
サスペンデッド / 47mm（成人用）・ 37mm（小児用） 36mm	ダイアフラムタイプ / サイズ ベル面サイズ	サスペンデッド / 47mm 36mm
スナップオンタイプ	イヤーチップ	スナップオンタイプ
ADソフトプラスイヤーチップ（ラージ） 1組 ADソフトプラスイヤーチップ（スモール） 1組 ADラージネームタグ 1個 交換用ベル部 1個	付属品	ADソフトプラスイヤーチップ（スモール） 1組 ADラージネームタグ 1個
チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証	保証書（保証期間）	チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証
13B3X00065ADC001 一般医療機器・クラス I	医療機器届出番号 医療機器分類	13B3X00065ADC001 一般医療機器・クラス I
4582107113648	JANコード	4582107113679