

特許出願中

商標登録第 6514960 号

商標登録第 6514961 号



飛沫拡散防止対策カバー

ポップアップ・アイソレーター® ユーリーチェアー®



撮影協力：住宅型有料老人ホーム ユーネットワーク そり芽

クラスター（集団感染）は一人の感染患者から始まります。

- ✓ 車いすを使用した感染症患者の搬送時に飛沫・エアロゾルによる感染を防ぐ。
- ✓ 高い透明度で、患者の様子がよく分かる。
- ✓ 保管時はコンパクトに畳め、使用時はワンタッチで展開が可能。
- ✓ 上下から開閉できるダブルファスナー、内外から手を出し入れできるアームカバー。
- ✓ 使用後は消毒、清掃し繰り返しの使用が可能。


日本製

www.airstretcher.jp

■ ユーリー®チェアー



※両サイドのアームカバーから手を入れて処置が可能。



※上下から開閉できるダブルファスナーと開閉を安定させるアップバーが付属。

※車いすは付属しておりません。

サイズ：使用時約47×47×108cm
 収納時約φ40×9cm
 重さ：約1.0kg
 付属品：アップバー 1本
 収納袋

ユーリーチェアー
 PIY-002

収納方法動画



ホームページ



飛沫拡散防止カバーシリーズ

■ ポップアップ・アイソレーター®



※コーナーポールを使用することで高さが変わり、座位での使用も可能に(+40cm)。

サイズ：使用時200×60×60(100)cm
 収納時φ60×10cm
 重さ：約3.6kg
 付属品：センターポール 2本
 コーナーポール 4本 (連結式)
 収納袋

ポップアップ・アイソレーター
 PIY-001

収納方法動画



ホームページ



● 製品の仕様および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。 ● カタログ記載内容は 2022 年 7 月現在のものです。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
 TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
 営業拠点: 長野、関東、東海、関西
 ホームページ: www.airstretcher.jp