


オルフィットシート製品特徴

- 65度という低い軟化温度により、患部に直接モールドングできます。
- ヒートガンでシート表面を加熱することで、簡単に付属品の取付が可能です。
- 再度お湯の中に入れると元のシート状に戻り、やり直しが可能です。

NS = Non-Sticky(非粘着タイプ)

- シート両面に水をベースにした抗バクテリア製のフィルムコーティングを施していますので、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
- 消毒用エタノールまたはサンドペーパーでコーティング膜を剥し、加熱すると接着できます。

穴の種類 (実寸大)



穴大

穴中

穴中②

穴小②

穴小

オルフィキャスト

<許可番号 27B2X00262000120>(副木)

スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材です。

- 軟化後、患部に直接モールドング可能です。
- 装着感に大変優れています。
- 従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、やり直しが可能です。



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010902	4030	1.3	65℃以上	3000×30	青	100%	
60010904	4030Z				黒		
60010903	4032			3000×60	青		
60010905	4032Z				黒		
60010913	40320R				オレンジ		
60010906	4035	青					
60010909	4035Z	黒					
60010914	40350R	オレンジ					
60010907	4037	3000×120			青		
60010910	4037Z				黒		
60010908	4039	3000×150			青		
60010911	4039Z				黒		
60010915	40390R			オレンジ			
60010912	4042	2.6			3000×300		青

送料 A

オルフィライト

<許可番号 27B2X00262000107>(副木)

- 「水」よりも軽いスプリント用シートです。
- 他社製品と比較して、15~30%も軽量です。軽さは装着時の快適性を高めます。
- 表面がソフトで成型時の感覚も非常に良好なため、皮膚に対しても優しい製品です。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7989	8332.2/L	1.6	小	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	
7990	8338.2/L	2.5	小					
7991	8334.1/L	3.2	なし					
7992	8334.4/L		中					

送料 A

アクアフィットNS

<許可番号 27B2X00262000108>(副木)

- クリスタルホワイトの美しい仕上がりです。
- 加温すると透明になり、圧迫部位や創部の状態を確認しながらモールドングできます。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0865	8632N.1/NS	1.6	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	クリスタル ホワイト	100%	
0866	8632N.2/NS		小					
0867	8639N.1/NS	2.4	なし					
60010010	8639N.2+/NS		小②					
0868	8634N.1/NS	3.2	なし					
0869	8634N.6/NS		中②					
0870	8634N.3/NS		大					

送料 A