

ステンレス製システムワゴン



SUN-450




SUN-450L



使用例

※コンテナと
ボトルは含みません。



SUN-450 L と作業台の組合せ例

■ 特長

- コンテナに収納した容器や試薬瓶は、キャスターのついたシステムワゴンのまま移動できます。
またコンパクトなので作業台やデスクの下に置いておくこともできます。（作業台やデスクの高さをお調べ下さい。）
- 棚板を50mm間隔で移動できますので、容器、備品、消耗品、頻繁に使う器具などの保管に最適です。
- 鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた新製品です。暗証番号で開閉が可能です。(SUN-450L)

■ 仕様

- 材質・仕上げ：ステンレスSUS304 外面/ヘアライン 内面/研磨
- 耐荷重：天板（TOP）10kg、棚板20kg/枚（均等分散荷重）
- 扉：SUN-450 片開き式 鍵付き埋込み把手（樹脂メッキ）
SUN-450L 片開き式 電子錠（オートロック）
- 電子錠(SUN-450L)：ロック機構/ラッチ 暗証番号/1～8桁 非常解錠用USBキー付属
電池/CR2032 (3V) 電池持続目安/1日20回使用で約1年
- 棚板：標準付属/2枚 50mm間隔で取付け可能 ● 本体加工：空気穴/側面の上下に各1箇所
- キャスター：車輪材質/φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ ※キャスター形状は変わることがあります。
- 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組合せで100mLから1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。

製品コード	型番	寸法 (mm)	室内有効寸法 (mm)	価 格
10-1305-60	SUN-450	W400×D450×H730 (キャスター含む)	W340×D420×H620	
10-1305-61	SUN-450L			

12505

※ 価格に消費税は含まれておりません。

※ 記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。



株式会社テラオカ

〒565-0851大阪府吹田市千里山西2-16-3

TEL:06-6386-0667 FAX:06-6330-6859

<https://www.teraoka-jp.com/>



↑
動画は
こちらから