


ミクラカット152 オプション品



手動切断用テーブル

GR0213 (MIC152)
GR0215 (MIC200S)
GR0115 (MIC200S)


テーブルソーとしてご使用
出来ます。200Sには、固定
式と可動式が有ります。



ドレッシングユニット

GR0409 (MIC152)
GR0412 (MIC202)

切断中に切れ味が落ちた時
にドレッシングを行い目詰
まりを取ります。



フランジ

GR0410 Φ75mm
GR0411 Φ100mm

砥石、ホイールを固定するフ
ランジです。穴径12.7mm
/25.4mm両用です。



スイベルアームユニット

GR0406 (MIC152)
GR0416 (MIC200S)

バイスを取付けるアームで
す。



汎用バイス

GR0400
GR0210(MIC202,200S)

大型パイプや角材等をクラ
ンプ出来ます。



丸型バイス

GR0402 Φ32mm
GR0434 Φ40mm

埋込試料や円柱の形状をク
ランプ出来ます。



ネジ縦切り用バイス

GR0453

ネジ、パイプ等を縦にクラ
ンプ出来ます。



不定形試料用バイス

GR0403

不定形の試料をクランプ出
来ます。



長尺用バイス

GR0401


長さのあるもの等をクラン
プ出来ます。



涙滴バイス

GR0430 18～40mm
GR0431 5～20mm

埋込試料や円柱に近い形状
をクランプ出来ます。



骨用バイス

GR0405

骨の試料のクランプが出来
ます。



接着用バイス

GR0404

ワックスで試料を接着し固
定します。