

遠心チューブ / スライドガラス輸送ケース



コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。
耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用
(キャップはポリエチレン製)
コニカルタイプは読み取りやすい白色印刷の容量目盛
コニカルタイプは本体に書き込みスペース入



遠心チューブ

カタログNO.	容量	仕様	材質	包装	滅菌	価格
TYS-1500	15ml	コニカル	PP/PE	500本(100本×5袋)/箱	×	
TYS-1500S	15ml	コニカル	PP/PE	250本(50本×5袋)/箱	○	
TYS-5000	50ml	コニカル	PP/PE	400本(40本×10袋)/箱	×	
TYS-5000S	50ml	コニカル	PP/PE	200本(20本×10袋)/箱	○	
TYS-5500	50ml	自立	PP/PE	400本(40本×10袋)/箱	×	
TYS-5500-S	50ml	自立	PP/PE	200本(20本×10袋)/箱	○	




スライドガラスを三枚収容
遠心チューブとしても使用可能

スライドガラス輸送ケース

カタログNO.	容量	仕様	材質	包装	滅菌	価格
TYS-9000	30ml	自立	PP/PE	500本(100本×5袋)/箱	×	

ディスポーループ



ループ部の反対側はニードル仕様になっていますので、両端使用可です。

ループ部は精密な成型技術によって、滑らかな表面が形成されており、培地の表面を傷つけずにスムーズな塗布が行えます。

LYS-2745 のループ内径：1.42mm±5%

LYS-2755 のループ内径：3.98mm±2.5%

カタログNO.	品名	仕様	容量	材質	包装	滅菌	価格
LYS-2745	ディスポーループ 1mm	ループ1mm & ニードル	1μl	PS	1,000本(20本×50袋)/箱	○	
LYS-2755	ディスポーループ 4mm	ループ4mm & ニードル	10μl	PS	1,000本(20本×50袋)/箱	○	



株式会社
ユークンサイエンス

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-18-7シマダビル2F

TEL:03-3851-5113 FAX:03-3851-6165

E-mail: info@youken-science.co.jp

※掲載価格に消費税は含まれておりません。
※製品の仕様・価格は予告なしに変更することがあります。