




### 従来品

Cut out が起こり真皮縫合をしても糸結びの感覚が再現出来ませんでした



## 真皮縫合のハンドリング・糸結びが習得出来る

barbed sutureでの閉創にも対応



『真皮を拾う感覚』をリアルに再現

### 糸の軌跡と減張効果を可視化



自分のクセや緩みの原因も明らかに

品名 BUYSSkin (バイスキン)  
サイズ 100 × 150 × 23.8mm(厚)

JA愛知厚生連 海南病院 形成外科 代表部長  
手術上手くなる研究所 BUYSS labo 01 所長  
安村 恒央 先生 共同開発



今までのシミュレーターでは不可能だった

- ・脂肪層を除ける操作
- ・埋没させる糸結び
- ・ハート型の運針
- ・barbed suture での縫合

これら全てが練習可能に



バイスラボ  
公式ショップ



バイスキンここがすごい



練習法 STEP 1



練習法 STEP 2

品名	アズワン品番	包装単位
BUYSSkin (バイスキン)	67-5762-08	1個

