

試験結果

1. 人工血液バリア性

No.	試料*1	試験片 No.	試験圧力(kPa)および 目視による人工血液の浸透の有無*2					合否
			0	1.75	3.5	7	14	
①	25g スパンボンド/20g フィルム	-1	○	○	○	○	○	クラス 6 ³ 合格
		-2	○	○	○	○	○	
		-3	○	○	○	○	○	
②	20g スパンボンド/20g フィルム	-1	○	○	○	○	○	クラス 6 ³ 合格
		-2	○	○	○	○	○	
		-3	○	○	○	○	○	