

更にラインナップが充実した クリニフォーリートレイキットシリーズ

消毒液

刺激性の少ないベンザルコニウム塩化物(BC液)0.025%を採用



早い殺菌効果

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%「ヨシダ」は、表記菌種に対し**15秒**の作用で殺菌効果を示しました。(カンジダには減菌率99.9%以上(ME>3)、それ以外の菌種には減菌率99.99%以上(ME>4))


低刺激性

粘膜に対する刺激性が低く、低濃度で効果を発揮します。

無色・透明

衣服や下着に付着しても、汚れが目立ちません。

各種細菌に対する殺菌効果



<吉田製薬株式会社提供データ>

カテーテル

生体に優しいオールシリコンフォーリーカテーテル

10mLバルーン

固定力が高まり、留置中の自然除去のリスクを低減させます。全サイズ(12-24Fr)バルーン容量を統一して管理できます。



5mLバルーン

膀胱刺激を弱め、バルーン周辺部の尿を効率よく排尿できます。誤って自己(事故)抜去してしまった時の尿道損傷のリスクも低減できます。※対象サイズ12-18Fr



シリコン製なのでラテックスアレルギーの心配がなく、生体適合性に優れたカテーテルです。



内腔が広いので、流量を確保できます。

キット内容

ラテックスアレルギーに配慮されたキット内容

トレイ内容



① **ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025%「ヨシダ」**
容量30mLの滅菌製剤です。

② **手袋**

ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。

③ **綿棒3本**

綿球をピンセットでつまむ必要が無いので、操作性が高く、簡便に手技ができます。

④ **ガーゼ2枚**

サイズは280×160mmと充分な大きさです。

⑤ **敷布2枚**

敷布は片面撥水コーティングが施されています。

⑥ **滅菌済精製水入りバルーン拡張器**
予め滅菌済精製水が充填されているので準備の手間がいらず、看護業務の効率化が図れます。

⑦ **潤滑ゼリー**

扱いやすい水溶性潤滑ゼリーです。カテーテルの挿入性を向上させます。