

主に外科用ドレーンチューブ接続用



① ファネルコネクターS

先端径 2.5mm ▶ 内径2.5~4mm程度のチューブ、カテーテルに適用
RTBDチューブ、膀胱チューブ等




② ファネルコネクターM

先端径 4.0mm ▶ 内径4~7mm程度のチューブ、カテーテルに適用
RTBDチューブ、膀胱チューブ等



③ ファネルコネクターL

先端径 7.0mm ▶ 内径7~10mm程度のチューブ、カテーテルに適用
ドレーンチューブ等



主にPTCD等のメスルアーロックコネクター接続用

④ オスルアーロックコネクター

PTCDドレナージチューブ等

専用コネクター

