




# ディスポーザブル麻酔用マスク アンブキングマスク










- ✓ 顔面に密着しやすい、薄くしなやかなクッション。
- ✓ すべりにくいリブ付きのクッションリッジ部。
- ✓ フィット性に優れたアノミカルデザインのカフ。
- ✓ 顔面形状に合わせやすい、軟らかなドーム部。
- ✓ サイズ識別が容易なフックリングカラー。\*
- ✓ 患者さんの緊張を和らげる香り付きも4種ご用意。
- ✓ MRIにも対応。

2022年 11月版

# アンブキングマスク ディスポーザブル麻酔用マスク

商品ラインアップと仕様 (上段 ■ は箱入り、下段  は1個の商品コード番号です)

サイズ	ネオネート	インファント	トドラー	スモールアダルト	ミディアムアダルト	ラージアダルト	XLアダルト
パッケージカラー							
1箱の入数	20個	20個	20個	50個	50個	50個	50個
フックリング	×	×	○	○	○	○	○
重量	15g	18.4g	32.4g	38.3g	50.6g	57.9g	61.3g
香りなし	102 13 010	102 13 020	102 13 030	102 13 040	102 13 050	102 13 060	102 13 070
	102 13 015	102 13 025	102 13 035	102 13 045	102 13 055	102 13 065	102 13 075
ミント	102 13 080	102 13 090	102 13 100	102 13 110	102 13 120	102 13 130	102 13 140
	102 13 085	102 13 095	102 13 105	102 13 115	102 13 125	102 13 135	102 13 145
バブルガム		102 13 150	102 13 160	102 13 170			
		102 13 155	102 13 165	102 13 175			
ストロベリー		102 13 180	102 13 190	102 13 200			
		102 13 185	102 13 195	102 13 205			
チェリー		102 13 210	102 13 220	102 13 230			
		102 13 215	102 13 225	102 13 235			
バラエティパック		102 13 240	102 13 250	102 13 260			

●バラエティパックは、バブルガム・ストロベリー・チェリーが各10個入っています。

## 4種類の香り付マスク



## 共通の仕様

材質	クッション	： PVC
	ドーム	： ポリカーボネート
	フックリング	： ポリカーボネート
	バルブボディ	： ポリカーボネート
	バルブシステム	： シリコーンゴム
	バルブプラグ	： ポリプロピレン
※ ラテックスフリー／フタルートフリー		
販売名	アンブキングマスク	
医療機器認証番号	228ADBZI00135000	



日本総代理店 **IMI アイ・エム・アイ株式会社**

本社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12  
TEL.048(988)4411(代) FAX.048(961)1350

### お問合せ先

お近くの顧客サービスセンターへご連絡ください。  
Webからのお問合せも受け付けております。

<https://www.imimed.co.jp>

### 連絡先情報

