



Incubate the Future with You

## パーソナルユースの最新モデル



サーマルサイクラー K02/K05シリーズ

# サーマルサイクラー K02/K05シリーズ

322/355の後継機種としてリニューアル



- ・リーズナブルな価格で新発売  
K02は0.2ml×32本、K05は0.5ml×18本の固定ブロック仕様
- ・静かで省スペース設計  
放熱ファンが前後に付いている為、サイドスペースにも隙間なく機器を設置する事が可能に
- ・国産モデルの安心設計  
前モデルの温度制御精度はそのままに、安心と使い易さを追求したパーソナルユーズの決定版

## ●仕様・スペック

型式	K02	K05
サンプル数	0.2ml×32本	0.5ml×18本
温度制御方式	マイクロプロセッサによるPID制御	
加温冷却方式	ソリッドステッドモジュールによる加熱冷却/カバー部セラミックヒーター	
温度制御範囲	4.0°C～99.9°C	
温度制御精度	±0.1°C	
ホール間温度分布	±0.5°C以下	
最大加温スピード	3.5°C/秒	3.0°C/秒
最大冷却スピード	3.0°C/秒	2.5°C/秒
最大サイクル数	99サイクル/セグメント	
加熱冷却時間設定範囲	1秒～9時間59分59秒	
反応時間設定範囲	1秒～59分59秒、HOLD、無限大	
反応温度ステップ数	最大25ステップ (5ステップ/サイクル×5セグメント)	
プログラムファイル数	最大75ファイル	
カバーヒーター制御	一定温度・OFF	
表示部	5.5インチワイド液晶画面	
機能	自己診断機能・終了時間表示・反応量設定	
外形寸法	W212×D370×H200mm	
重量	7Kg	
電源	AC100V 50/60Hz 5A	



本社: 〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里4丁目6番15号  
TEL (092)935-5585 FAX (092)936-6613  
東京営業所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目3番1号秋葉原OSビル2階  
TEL (03)3834-4485 FAX (03)3834-4626  
大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル9階  
TEL (06)6838-3108 FAX (06)6305-4616  
福岡営業所: 〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里4丁目6番15号アステックビル5階  
TEL (092)935-5585 FAX (092)935-5581  
札幌営業所: 〒065-0014 札幌市東区北14条東15丁目3-5 S・Tビル5階 B号室  
TEL (011)780-4485 FAX (011)780-4488