



仕様
 名称 ハイソレータ (空気ばね式除振装置)
 型式 AVS-0605S
 固有振動数 垂直方向 2.5±0.3Hz
 搭載可能質量 60kg以下
 備考 搭載盤のレベルは自動レベルセンサー
 3ヶにて自動調整

尺度	1:4	質量	31kg	日付	2007.07.31	
製図	高崎	材質	SPCC他	処理	塗装: N-7.5半艶	
設計	高崎	機種	AVS-0605S		部名	外觀
検図		機種	外觀図		図番	10E80040
承認		機種	外觀図		図番	10E80040