


# No.450 ディスポラテックスグローブ 仕様書

2016年11月7日

|                                                                                                                                                                |                                         |       |       |        |            |             |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| 商品名                                                                                                                                                            | No.450 ディスポラテックスグローブ                    |       |       | 梱包     | 内箱         | 100枚入       |                |                 |
| カラー                                                                                                                                                            | ナチュラル                                   |       |       |        | 外箱         | 20箱入        |                |                 |
| 主原材料                                                                                                                                                           | 天然ゴム                                    |       |       | サイズと印刷 |            |             |                |                 |
| サイズ(mm)                                                                                                                                                        | A全長                                     | B手の幅  | C中指長さ |        | 内箱サイズ(mm)  | 外箱サイズ(mm)   | JANコード         | 集合包装用商品コード      |
| SS                                                                                                                                                             | min. 240                                | 77±5  | 73±3  | SS     | 110×220×70 | 230×460×370 | 4520951 003036 | 14520951 003033 |
| S                                                                                                                                                              | min. 240                                | 83±5  | 74±3  | S      | 110×220×70 | 230×460×370 | 4520951 003043 | 14520951 003040 |
| M                                                                                                                                                              | min. 240                                | 93±5  | 76±3  | M      | 110×220×70 | 230×460×370 | 4520951 003050 | 14520951 003057 |
| L                                                                                                                                                              | min. 240                                | 105±5 | 80±3  | L      | 110×220×70 | 230×460×370 | 4520951 003067 | 14520951 003064 |
|                                                                              |                                         |       |       |        |            |             |                |                 |
|                                                                                                                                                                | 注意 外箱PPバンド掛け SS:ピンク、S:ブルー、M:イエロー、L:グリーン |       |       |        |            |             |                |                 |
|                                                                                                                                                                | ダンボールの材質:Wフルート                          |       |       |        |            |             |                |                 |
|                                                                                                                                                                |                                         |       |       |        |            |             |                |                 |
| <div>内箱デザイン</div> <div>印刷色 SS:ピンク S:ブルー<br/>M:レッド L:グリーン</div> <div></div> |                                         |       |       |        |            |             |                |                 |
| <div>外箱デザイン</div> <div></div>                                             |                                         |       |       |        |            |             |                |                 |

|        |             |             |  |
|--------|-------------|-------------|--|
| 厚み(mm) | 指先          | 掌           |  |
|        | min. 0.08mm | min. 0.08mm |  |
|        | 老化前         | 老化後         |  |
| 引張強度   | 18Mpa       | 14Mpa       |  |
| 伸び率    | 650%        | 500%        |  |
| 生産国    | タイ          |             |  |