

EJ サニタリー・フィッティング



衛生面・経済性に優れたプラスチック製フランジ・フィッティングです。用途に応じて2つのフランジ・サイズ、3つの材質がラインナップされています。

3/4" フランジ x チューブ



フランジサイズ	チューブ内径	PP	PVDF	CVU
3/4"	1/4"(6.4mm)	SF12-SB4-PP	SF12-SB4-NK7	SF12-SB4-CVU
3/4"	3/8"(9.5mm)	SF12-SB6-PP	SF12-SB6-NK7	SF12-SB6-CVU
3/4"	1/2"(12.7mm)	SF12-SB8-PP	SF12-SB8-NK7	SF12-SB8-CVU
3/4"	3/4"(19.0mm)	SF12-SB12-PP	SF12-SB12-NK7	SF12-SB12-CVU

1" フランジ x チューブ



フランジサイズ	チューブ内径	PP	PVDF	CVU
1"	1/4"(6.4mm)	SF16-SB4-PP	SF16-SB4-NK7	SF16-SB4-CVU
1"	3/8"(9.5mm)	SF16-SB6-PP	SF16-SB6-NK7	SF16-SB6-CVU
1"	1/2"(12.7mm)	SF16-SB8-PP	SF16-SB8-NK7	SF16-SB8-CVU
1"	3/4"(19.0mm)	SF16-SB12-PP	SF16-SB12-NK7	SF16-SB12-CVU
1"	1"(25.4mm)	SF16-SB16-PP	SF16-SB16-NK7	SF16-SB16-CVU

1" x 3/4" フランジ変換



フランジサイズ	PP	PVDF	CVU
1" 3/4"	SF16-SF12-PP	SF16-SF12-NK7	SF16-SF12-CVU

フランジ・キャップ



フランジサイズ	PP	PVDF	CVU
3/4"	SF12-Cap-PP	SF12-Cap-NK7	SF12-Cap-CVU
1"	SF16-Cap-PP	SF16-Cap-NK7	SF16-Cap-CVU

フランジ・クランプ



フランジサイズ	GFNY	カラー
3/4"	SFC-12	白
1" ~ 1-1/2"	SFC-16	白

シール



フランジサイズ	プラチナ加硫シリコーン
1/2"	42MP-RXC1/2
1"	40MP-RXC1

PP: ポリプロピレン PVDF: ポリフッ化ビニリデン CVU: CrystalVu™ LDPE: 低密度ポリエチレン GFNY: ガラス繊維入ナイロン

EJ バッグポート・フィッティング



細胞培養に代表されるバイオプロセス分野での液体輸送用バッグに直接溶着する使い捨てバッグポート・フィッティングです。採用されている E8402 は、耐久性と柔軟性を備えた半透明の素材です。

フラットプレート・ポートディスク



接続部	E8402 (LDPE)
ルアー・フィメール	PND-LF-E8402



接続部	PP
ルアー・メール・プラグ	LM-P-PT-PP



接続部	PP
ルアー・フィメール・プラグ	LF-P-PT-PP



接続部	E8402 (LDPE)
ラージボア・ルアー・フィメール	PND-LBLF-E8402



接続部	PP
ラージボア・ルアー・メール・プラグ	LBLM-P-PT-PP



接続部	PP
ラージボア・ルアー・フィメール・プラグ	LBLF-P-PT-PP

注意: この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

フラットプレート・ポートディスク




チューブ内径		E8402 (LDPE)
1/8"	3.2mm	PND2-E8402
5/32"	4.0mm	PND2.5-E8402
3/16"	4.9mm	PND3-E8402
1/4"	6.4mm	PND4-E8402
5/16"	8.0mm	PND5-E8402
3/8"	9.5mm	PND6-E8402
1/2"	12.7mm	PND8-E8402
5/8"	15.9mm	PND10-E8402
3/4"	19.0mm	PND12-E8402
1"	25.4mm	PND16-E8402

ミニドーム・ポートディスク



チューブ内径		E8402 (LDPE)
1/8"	3.2mm	PD2-E8402
5/32"	4.0mm	PD2.5-E8402
3/16"	4.9mm	PD3-E8402
1/4"	6.4mm	PD4-E8402
5/16"	8.0mm	PD5-E8402
3/8"	9.5mm	PD6-E8402
1/2"	12.7mm	PD8-E8402
5/8"	15.9mm	PD10-E8402
3/4"	19.0mm	PD12-E8402
1"	25.4mm	PD16-E8402



ネジ規格	E8402 (LDPE)
1.5 インチ 38-400 ボトルキャップ	PD38-400-E8402

リブベース・ポートプレート



チューブ内径		E8402 (LDPE)
1/8"	3.2mm	PP2-E8402
5/32"	4.0mm	PP2.5-E8402
3/16"	4.9mm	PP3-E8402
1/4"	6.4mm	PP4-E8402
5/16"	8.0mm	PP5-E8402
3/8"	9.5mm	PP6-E8402
1/2"	12.7mm	PP8-E8402
5/8"	15.9mm	PP10-E8402
3/4"	19.0mm	PP12-E8402
1"	25.4mm	PP16-E8402

LDPE：低密度ポリエチレン

ディップチューブ・ポートディスク



チューブ内径		E8402 (LDPE)
1/8"	3.2mm	PDO2-E8402
3/16"	4.9mm	PDO3-E8402
1/4"	6.4mm	PDO4-E8402
3/8"	9.5mm	PDO6-E8402
1/2"	12.7mm	PDO8-E8402

ポートポート・バッグポート



チューブ内径		E8402 (LDPE)
3/32"	2.4mm	BP1.5-E8402
5/32"	4.0mm	PD2.5-E8402



チューブ内径		E8402 (LDPE)
1/4"x1/4"x1/4"x1/4"	6.4mmx4	BP4-4-4-4-E8402
3/8"x3/8"x3/8"x1/4"	9.5mmx3/6.4mm	BP6-6-6-4-E8402



チューブ内径	ステム外径	E8402 (LDPE)
3/32"(2.4mm)	2.8 mm	BPOS1.5-E8402



注意：この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。