




| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

○=なし…キャビネット無し  
A…キャビネット1段付  
B…キャビネット2段付  
C…キャビネット3段付

天板と品番の関係

| 天 板              | 天板厚み | 品 番         |
|------------------|------|-------------|
| RoHS10対応サカエリウム天板 | 25   | DKN-189○FEW |
| メラミン天板           | 25   | DKN-189○IMW |
| 実験用メラミン天板        | (30) | DKN-189○MW  |
| アクリル系樹脂天板        | (30) | DKN-189○CW  |



塗装色：ホワイト色  
均等耐荷重：250kg  
均等耐荷重 30kg（引出し1段当たり）  
※3段の場合、合計均等耐荷重60kg  
引出し有効寸法：W343xD393XH51

| 8   | キャビネット  | 1          |                |                      |
|-----|---------|------------|----------------|----------------------|
| 7   | リモコン    | 1          |                |                      |
| 6   | アジャスター  | 4          | M12XP1.75      |                      |
| 5   | カンヌキ    | 1          |                |                      |
| 4   | 昇降装置    | 4          |                |                      |
| 3   | 奥行フレーム  | 2          | SPHC-P         |                      |
| 2   | 天受フレーム  | 2          | SPCC-SD        |                      |
| 1   | 天板      | 1          | 品番ニヨリ異なる（上記参照） |                      |
| 品 番 | 部 品 名   | 1台分<br>数 量 | 材 質            | 備 考                  |
| 作成  | R5.8.30 | 3角法        | 名 称            | 電動昇降作業台 重量タイプ        |
| 承認  | 設計      | 製図         |                |                      |
|     |         | 尺 度        |                | W1800×D900×H630~1280 |
|     |         | 三宅         |                | 全体組立図                |
| 図 番 |         |            | 葉 番            |                      |