






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天 板	塗 装 色	品 番
実験メラミン天板	サカエダークグレー	KT-703CHMCPD
特殊アクリル樹脂天板		KT-703CHCCPD



均等耐荷重 300kg

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1		
4	キャスパッド	4	ナイロン車	M16XP2.0
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPHC-P	1.6t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.11	3角法	名 称	実験用作業台 移動・固定式
承認	設計	製図		
		尺 度		W1800XD900XH800
		三宅		1:15 外観図
図 番			葉 番	