




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



許容荷重：3kg
表面処理：クロームメッキ
CSパールワゴン（φ25.4）用
付属品：ブッシュ1セット

1	コードフック（大）			1		
品 番	部 品 名			1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.12		3角法	名 称	コードフック（大）	
承認	設計	製図	尺 度		CPT-CBF	
		三宅	1：3		外観図	
株式会社 サカエ				図 番		葉 番