



浮上防止板



フタ(浮上防止板用)



取手



バスケット



三段リング



フタ(ジャンボバス用)



フラスコキャッチャー

部 品 (湯煎器用)

品 名	規 格	材 質	備 考	コード No.
浮上防止板 (リング)	外径 128 × 内径 55 × 厚み 5mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-51
フ タ (浮上防止板用)	外径 65mm	※	つまみ付	2401-52
バスケット	内径 107 × H100mm	金属製	クロームメッキ付	2401-53
取 手	樹脂部 70mm	樹脂製 (芯棒付)	芯棒 (SUS-304)	2401-54
アルコール温度計	0 ~ 150℃ (棒状)	ガラス製	30cm	2401-55
フラスコキャッチャー	外径 64 × 内径 37 × 厚み 22mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-56
三段リング	大中小 三枚組	※	外径 120・90・65mm	2403-51
フ タ (ジャンボバス用)	外径 80mm (つまみ付)	※	つまみ付き	2403-52

■ 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用棚板 (上下可動式)

■ コンパクトバス 電気式・ガス式棚板



棚 板 (オプション)



棚 板 (オプション)

● 棚板 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用
(上下可動式) SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	445 × 295	2403- 53
8 個架用	595 × 295	2403- 54
10 個架用	745 × 295	2403- 55
12 個架用	595 × 445	2403- 56
15 個架用	745 × 445	2403- 57
18 個架用	895 × 445	2403- 58
21 個架用	1,045 × 445	2403- 59

● 棚板 コンパクトバス用
SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	325 × 210	2501-51
8 個架用	440 × 210	2501-52
10 個架用	555 × 210	2501-53
12 個架用	440 × 325	2501-54
15 個架用	555 × 325	2501-55
18 個架用	670 × 325	2501-56
21 個架用	785 × 325	2501-57