


アンモニア蒸留装置

■ ガラス器具構成図



■ ガラス器具部品 (RMR・RMCタイプ)

図 番	品 名	規 格	コードNo.	備 考
A-2	蒸留フラスコ	500mL ϕ 29/42	2011-52	※
B-2	連結導入管 (アンモニア用)	ϕ 19/38 x ϕ 19/38 x ϕ 29/42	2011-52-1	※
L	注入ロート	ϕ 19/38 テフロンコック付	2011-53	※
I	トラップ球	ϕ 19/38 x ϕ 19	2011-54	※
F	冷却器 (リービッヒ)	300mm 上下球面 ϕ 19	2011-55	※
G	逆流止め	球面 ϕ 19	2011-56	※
M	球面用クランプ	ϕ 19 (SUS-304)	2011-57	
	有栓メスシリンダー	250mL	2011-58	
	セラミックボール	500mL用 (理研オリジナル)	2250-52	

◎備考欄の※印は標準ガラス部品です。ガラス器具は全て普通摺りです。