


シアン蒸留装置

■ ガラス器具構成図



■ ガラス器具部品 (CGR・CGCタイプ)

図 番	品 名	規 格	コード No.	備 考
A-1	蒸留フラスコ	1000mL §29/42	2011-51	※
B-1	連結導入管 (シアン用)	§19/38 x §19/38 x §29/42	2011-52-2	※
L	注入ロート	§19/38 テフロンコック付	2011-53	※
I	トラップ球	§19/38 x §19	2011-54	※
F	冷却器(リービッヒ)	300mm 上下球面 §19	2011-55	※
G	逆流止め	球面 §19	2011-56	※
M	球面用クランプ	§19 (SUS-304)	2011-57	
	有栓メスシリンダー	250mL	2011-58	
P	蒸留フラスコ	500mL §29/42	2011-59	
	セラミックボール	1000mL 用 (理研オリジナル)	2250-54	

◎備考欄の※印は標準ガラス部品です。ガラス器具は全て普通摺りです。