


① バスケット



② 肉厚ピーカー



③ 補助筒



④ 回転子 (テフロン製)

⑤ ガラス管
(バスケット用)


⑤ 補助盤 (ディスク)

⑦ 補助バスケット
(オプション)

⑧ バスケット吊下げ金具



⑨ ピーカースタンド (4個用)



標準付属品

図番	品名	規格	型式				コードNo.
			HM-11E・11D	HMP-21E・21D	HMP-41E・41D	HMP-61E・61D	
①	バスケット	ガラス管6本架	1個	2個	4個	6個	7500-51
②	肉厚ピーカー	ガラス製 1000mL	1個	2個	4個	6個	7500-52
③	補助筒(取手付き)	アクリル製・底ステンレス	6個	12個	24個	36個	7500-53
④	回転子	テフロン製 40mm	1個	1個	3個	3個	7500-54
⑤	補助盤	アクリル製	6個	12個	24個	36個	7500-55
⑥	ガラス管(バスケット用)	ID20.7~23mm OD24mm L77.5±2.5mm	6個	12個	24個	36個	7500-56
⑨	肉厚ピーカースタンド(1個用)	ステンレス,アクリル JP,USPピーカー対応	1個	—	—	—	7500-58
⑨	＊ (2個用)	＊	—	1個	—	—	7500-59
⑨	＊ (4個用)	＊	—	—	1個	—	7500-60
⑨	＊ (6個用)	＊	—	—	—	1個	7500-61
⑧	バスケット吊下げ金具	真鍮クロームメッキ	1個	2個	4個	6個	7500-62

オプション(シングルバスケット法に適用)

図番	品名	規格	材質	コードNo.
⑦	補助バスケット	外径18.5×高さ28mm	ステンレス(SUS-316)	7500-57