


● 乾燥容器構成図



RA-155
RA-205

RA-155S・155C
RA-205S・205C

● 部品・品名・規格

図番	品名	規格	適合型式	コードNo.
①	吸引活栓 (超硬質ガラス)	三方活栓 (上)φ19/38(下)φ24/30	RA-155,155S,155C	7003-51
	＊	＊ (上)φ24/40(下)φ34/45	RA-205,205S,205C	7003-52
②	フタ (超硬質ガラス)	二ツ口 φ24/30×φ19/30	RA-155	7003-53
	＊	三ツ口 φ24/30×φ19/30×2	RA-155S,155C	7003-54
	＊	二ツ口 φ34/45×φ19/30	RA-205	7003-55
	＊	三ツ口 φ34/45×φ19/30×2	RA-205S,205C	7003-56
③	Oリング	シリコンゴム φ176mm	RA-155,155S,155C	7003-57
	＊	＊ φ241mm	RA-205,205S,205C	7003-58
④	温度センサー	テフロンジョイント付 φ19/30 L=250mm	RA-155,155S,155C	7003-59
	＊	＊ φ19/30 L=300mm	RA-205,205S,205C	7003-60
⑤	棚板	磁製 φ145mm	RA-155,155S,155C	7003-61
	＊	磁製 φ168mm	RA-205,205S,205C	7003-62
⑥	乾燥剤容器	ガラス製 約φ130×(H)20mm	RA-155,155S,155C	7003-63
	＊	＊ 約φ155×(H)30mm	RA-205,205S,205C	7003-64
⑦	真空計	-0.1~0MPa	全機種共通(校正不可)	7003-65