



RA-1
RA-2

RA-1S・1SK
RA-2S・2SK
RA-3SK

● 部品・品名・規格

図番	品名	規格	適合型式	コードNo.
①	試料用チャンバー (超硬質ガラス)	内径 115×内高150mm	RA-1, 1S, 1SK	7010-51
	＊	内径 150×内高160mm	RA-2, 2S, 2SK	7020-51
	＊	内径 200×内高240mm	RA-3SK	7030-51
②	吸引活栓 (超硬質ガラス)	三方活栓 (上)φ19/38(下)φ24/30	RA-1, 1S, 1SK RA-2, 2S, 2SK	7003-51
	＊	三方活栓 (上)φ24/40(下)φ34/45	RA-3SK	7003-52
③	チャンバー用フタ (超硬質ガラス)	ニツ口 φ24/30×φ19/30	RA-1	7010-52
	＊	三ツ口 φ24/30×φ19/30×2	RA-1S, 1SK	7011-52
	＊	ニツ口 φ24/30×φ19/30	RA-2	7003-53
	＊	三ツ口 φ24/30×φ19/30×2	RA-2S, 1SK	7003-54
	＊	三ツ口 φ34/45×φ19/30×2	RA-3SK	7003-56
④	Oリング	シリコーンゴム φ135mm	RA-1, 1S, 1SK	7010-54
	＊	φ176mm	RA-2, 2S, 2SK	7003-57
	＊	φ241mm	RA-3SK	7003-58
⑤	温度センサー	テフロンジョイント付 φ19/30 L=200mm	RA-1, 1S, 1SK	7010-55
	＊	φ19/30 L=250mm	RA-2, 2S, 2SK	7003-59
	＊	φ19/30 L=300mm	RA-3SK	7003-60
⑥	棚板	磁製 φ110mm	RA-1, 1S, 1SK	7010-56
	＊	ステンレス製 φ138mm(テフロンコーティング)	RA-2, 2S, 2SK	7020-56
	＊	磁製 φ168mm	RA-3SK	7003-62
⑦	乾燥剤容器	ガラス製 約φ90×20(H)mm	RA-1, 1S, 1SK	7010-57
	＊	約φ130×20(H)mm	RA-2, 2S, 2SK	7003-63
	＊	約φ155×30(H)mm	RA-3SK	7003-64
⑧	真空計	-0.1~0MPa	全機種共通(校正不可)	7003-65