



■ ガラス器具構成図



(オプション部品)



■ ガラス器具部品 (STRタイプ)

図 番	品 名	規 格	コードNo.	備 考
①	蒸留フラスコ	500mL $\phi 29/32 \times \phi 15/25$	2117-51	※
②	トラップ球	$\phi 29/32 \times \phi 19$	2117-52	※
③	冷却管(リービッヒ)	$\phi 40 \times 650\text{mm}$ (全長) 上部 $\phi 19$	2117-53	※
④	蒸気導入管	$\phi 15/25$	2117-54	※
⑤	球面クランプ	$\phi 19$ 用 SUS-304	2011-57	
⑥	冷却管(特殊二重管式)	300mm(胴長) $\phi 19 \times \phi 19$	2116-56	オプション
⑦	逆流止め	$\phi 19$	2116-57	オプション
	有栓メスシリンダー	500mL	2011-60	別売

●備考欄の※印は標準ガラス部品です。ガラス器具は全て普通摺りです。