

JMS

エクステンション

チューブ





コンパクトなロックコネクタ

輸液セットや輸血セットと接続してチューブを延長したり、
シリンジポンプを用いた側管からの薬液投与の際に使用可能

DEHP可塑剤を使用せずTOTM可塑剤を使用した
エキステンションチューブ

■ JMS エキステンションチューブ



品 番	JANコード	チューブ仕様			先 端	入 数
		内 径	長 さ	内容量		
JV-ND1050LE	4987494266074	1.0mm	50cm	0.4ml	ロック	50本× 8箱=400本
JV-ND1100LE	4987494266081	1.0mm	100cm	0.8ml	ロック	50本× 8箱=400本
JV-ND2050LE	4987494266098	2.5mm	50cm	2.5ml	ロック	50本×16箱=800本
JV-ND2100LE	4987494266104	2.5mm	100cm	5.0ml	ロック	50本×16箱=800本

一般的名称: 輸血・カテーテル用延長チューブ 販売名: JMSエキステンションチューブ(医療機器認証番号: 16100BZZ01433000)



製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<https://www.jms.cc/>