

舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ[®]

舌の筋力アップで、食生活を安全に楽しく



硬さの違う**6種類**をラインアップ



「オーライズ」は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「向上(Rise)」を合わせて作成した造語で、口腔機能向上関連製品に使用する登録商標です。



人と医療のあいだに…

こんな症状はありませんか？

- 食事中によくむせる
- 食べ物がのどにつかえる感じがする



症状があり、嚥下障害が認められる場合は舌のトレーニングが必要です。



- 嚥下機能(食べ物を飲み込む働き)は、舌の運動機能と深く関係しています。
- スムーズに食べ物を飲み込んで安全に食事ができるよう、舌の筋力を強化する必要があります。

ペコぱんだは、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。

●ペコぱんだの特長

硬さをえらべる


トレーニング部の硬さが6種類あり、患者さんの状態にきめ細かく合わせて選択できます。




●ペコぱんだの使用方法



持ち手部の穴に指を入れてもち、トレーニング部を舌の方に向けて口の中に入れます。



トレーニング部を舌の上に乗せ、位置決め部を前歯で軽く噛んで固定します。



舌でトレーニング部を繰り返し押し上げ、押しつぶします。

●単品

品番	JANコード	硬さ	規格	包装単位
JF-TTSS	4987494347247	極めて軟らかめ	ブルー	5個×20箱=100個
JF-TTS	4987494347254	軟らかめ	ピンク	
JF-TTMS	4987494347261	やや軟らかめ	バイオレット	
JF-TTM	4987494347278	普通	グリーン	
JF-TTMH	4987494337125	やや硬め	オレンジ	
JF-TTH	4987494347285	硬め	イエロー	

非医療機器

●セット

品番	セット内容	JANコード
JF-TTSET	ピンク、バイオレット、グリーン	4987494263486

※ペコぱんだ、Orarizeは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



<https://www.jms.cc/>

株式会社 ジェイ・エム・エス
東京都港区芝浦 1-2-1

カスタマーサポートセンター

0120-923-107

csc@jms.cc



こちらよりペコぱんだに関する
情報をご覧いただけます
お口の情報室
<http://orarize.com/>