


| | | | |
|--------------|-------------|-----|--------------|
| 品番 | TB-513-10 | | |
| 製品名 | ニューアトム(静注台) | | |
| 図面 | 外観図面 | | |
| サイズ | 高さ540~840mm | | |
| 製図 | 伊藤利朗 | 縮尺 | 1/7 |
| 検図 | 伊藤敦之 | 作成日 | 2024. 03. 15 |
| 株式会社高田ベッド製作所 | | | ⊕ ◁ |



芯材:10mmチップウレタン(6000番)

表面:10mmJDウレタン巻き

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----|--------------|
| 品番 | TB-513-10 | | |
| 製品名 | ニューアトム(静注台) | | |
| 図面 | ウレタン・木工図面 | | |
| サイズ | *** | | |
| ベニヤ | 9mmベニヤ | 製図 | 伊藤利朗 |
| ウレタン | 芯材:10mmチップウレタン(6000番) | 検図 | 伊藤敦之 |
| | 上面:10mmJDウレタン貼り | 縮尺 | 1/3 |
| | | 作成日 | 2024. 03. 15 |
| 株式会社高田ベッド製作所 | | | ☉ ◁ |