


M4×15
鍋小ネジ




M6用ユリアネジ

TB-1487

530~740

支柱部は、ニューアトム(中)と同様

大昌産業
アジャスター:H-77I



縦型ベッド(規格品)

ストッパーピン式

2-M6平
※3箇所
S-79
詳細図

ベース部品はニューアトムスターと同様

品番	TB-513-13		
製品名	ニューアトム縦型ヘッド		
図面	外観図面		
サイズ	高さ530~740mm		
製図	伊藤利朗	縮尺	1/7
検図	伊藤敦之	作成日	2023. 12. 15
株式会社高田ベッド製作所			⊕ ◁