

人にやさしい検査器具 安全・安心をかたちにしました

Lustromedic 腔鏡（滅菌済）

ラストロメディック

日本製

硬度の異なる
二つの樹脂を
一体に

透明性が高く
耐衝撃性に優れる

ポリカーボネート

つめたさを感じにくく
やわらかな素材

熱可塑性エラストマー

ネジ式ロック
Sサイズ

特長

- 1: 「すぐに使える」滅菌済タイプ
(EOG 滅菌)
- 2: 「痛み、冷たさを軽減」
くちばしにやわらかな素材
- 3: プラスチック製だから
「軽い」「使い捨て」

適正なサイズ選択がしやすい
くちばしが長いロングサイズあり

＜ご採用事例＞

- ◎健診（検診）センター、バス検診（子宮頸がん）
などで、滅菌・洗浄の手間軽減
- ◎受診者に合わせたサイズを選択ロングサイズ
- ◎性感染症対策
- ◎金属製クスコの代替品（災害時の備蓄）
- ◎カイザー時の悪露への対応

2タイプ × 3サイズ

WS シリーズ /
Lustromedic 腔鏡 ネジ式

ネジ式 ロック

3 サイズ SS ロング S ロング S

まわす


N シリーズ /
Lustromedic 腔鏡

ワンタッチ式 ロック

3 サイズ SS ロング S ロング S

さげる

サイズバリエーション



商品名：Lustromedic 膣鏡 ネジ式 (SS ロング、S、S ロング)

WS シリーズ

●原材料：本体/ポリカーボネート、くちばし部/熱可塑性エラストマー、固定棒・留具/ポリカーボネート

品番	規格	くちばし(幅×厚み×長さ)	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
MC2002WS	SS ロング	17×13×105 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 201240
MC3001WS	S	23×14.5×105 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 301118
MC3002WS	S ロング	23×14.5×120 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 301247

商品名：Lustromedic 膣鏡 (SS ロング、S、S ロング)

届出番号：24B2X10011000002

N シリーズ

●原材料：本体/ポリカーボネート、くちばし部/熱可塑性エラストマー、固定棒・留具/ポリプロピレン

品番	規格	くちばし(幅×厚み×長さ)	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
MC2002N	SS ロング	17×13×105 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 201233
MC3001N	S	23×14.5×105 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 301131
MC3002N	S ロング	23×14.5×120 mm	1箱 25個入	1箱		4 901126 301230

※ケース単位(メーカー出荷単位)：4箱

届出番号：24B2X10011000002

岩崎工業株式会社

IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

以下の認定取得工場

- ・ISO 9001、ISO 13485
- ・医療機器製造業登録 24BZ200037
- ・第二種医療機器製造販売業許可 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN 2023-12

取扱店