


送信先	御中	IAC アイ・エイ・シー株式会社
	様	〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10 TEL : 045-914-7877 FAX : 045-913-7878 URL : https://www.iac-ne.co.jp/ E-mail : info@iac-ne.co.jp
件名：ベビージョーカー交換部品の件		

毎々お世話になっております。KBJ-60Nの交換部品は下図のようになります。

通常、交換するものとしては、活性炭バッグセット（Q-BJ-60）となります。

コアレスサーフィルター／デミスターエレメント（A-BJ-60）は活性炭バッグセットとは違い、必ずしも交換の必要はありませんが、活性炭バッグセットを交換する何回かに一回ほどは、必要に応じて交換をご検討ください。

型式が似ているので下の図を参照して、ご注文の際、間違えないようにお気を付けてください。



コアレスサーフィルターとデミスターエレメントはセットとなります。
セットでの型式が A-BJ-60 となります。