

磁気カップリング式攪拌シール × 攪拌翼

premex®

磁気カップリング式攪拌シール

- 磁気カップリング式による高いシール性
- 幅広い粘度に対応する
許容トルクラインナップ (20～90 Ncm)
- 材質は SUS316L またはハステロイ C22 が標準



Premex のマグネット攪拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ攪拌シールです。ご使用の攪拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。



glenfiz (グレンフィズ)

商品 コード	接続	トルク (N・cm)	シャフト径	材質	寸法 (L×W×Hmm)
124037	NS 29/32 ※ 1	20	Φ 7	SUS 316L	50 × 50 × 143
120074				ハステロイ C22	
127122		40		SUS 316L	50 × 50 × 155
120075				ハステロイ C22	
127123		60		SUS 316L	50 × 50 × 177
120076				ハステロイ C22	
127124		90		SUS 316L	50 × 50 × 199
120077				ハステロイ C22	



alluro (アルーロ)

商品 コード	接続	トルク (N cm)	シャフト径	材質	寸法 (L×W×Hmm)
128578	NS 45/40 ※ 1	20	Φ 7	SUS 316L	50×50×157
120088				ハステロイ C22	
128579		40		SUS 316L	50×50×169
120089				ハステロイ C22	
128580		60		SUS 316L	50×50×191
120090				ハステロイ C22	
128581		90		SUS 316L	50×50×213
120091				ハステロイ C22	

接液部材質：SUS316L、ハステロイ C22 (特注でハステロイ C276、ハステロイ B3、チタンも対応可能です)

O リング材質：SUS316L モデル：FKM ハステロイ C22 モデル：FFKM

最高使用温度：240℃

回転数：最大 1,550 rpm (ボールベアリング使用時)

※ 1 NS29/32・NS45/40：DIN 12242 の摺合テーパージョイントです。JIS 3646 の TS29/32・TS45/40 に相当します。

Diag.blade stirrer (傾斜パドルスターラー)

商品コード	羽根径 (mm)	長さ (mm)	材質	シャフト径 (mm)	取付穴径 (mm)
127555	Φ 38	160	SUS316L	Φ 15/Φ 8	Φ 7
129409			ハステロイ C22		
128343		180	SUS316L		
125787			ハステロイ C22		
128675		240	SUS316L		
129411			ハステロイ C22		
129417	Φ 60	180	SUS316L		
129423			ハステロイ C22		
129419		240	SUS316L		
129425			ハステロイ C22		
129421		280	SUS316L		
129427			ハステロイ C22		

Disc stirrer (ディスクタービンスターラー)

商品コード	羽根径 (mm)	長さ (mm)	材質	シャフト径 (mm)	取付穴径 (mm)
129448	Φ 38	160	SUS316L	Φ 15/Φ 8	Φ 7
129468			ハステロイ C22		
129450		180	SUS316L		
129470			ハステロイ C22		
129454		240	SUS316L		
129474			ハステロイ C22		
129456	Φ 60	180	SUS316L		
129472			ハステロイ C22		
129458		240	SUS316L		
129476			ハステロイ C22		
129460		280	SUS316L		
129478			ハステロイ C22		

Gas supply stirrer (ガス吹き込みスターラー)

商品 コード	羽根径 (mm)	長さ (mm)	材質	シャフト径 (mm)	取付穴径 (mm)
124238	Φ 25	80	SUS316L+PTFE	Φ 15	Φ 7
129258			SUS316L		
129264			ハステロイ C22		
129267		105	SUS316L		
129266			SUS316L+PTFE		
129265			ハステロイ C22		
126639	162	SUS316L+PTFE	Φ 15/Φ 11		
129268		ハステロイ C22			
124236		SUS316L			
129269	Φ 38	162		SUS316L+PTFE	
125428				SUS316L	
124315				ハステロイ C22	
129031		187		SUS316L+PTFE	
125427				SUS316L	
129271				ハステロイ C22	
129274	240	SUS316L+PTFE			
126275		SUS316L			
129273		ハステロイ C22			
128788	Φ 60	240		SUS316L+PTFE	
129276				SUS316L	
129280				ハステロイ C22	
129279		285		SUS316L+PTFE	
128482				SUS316L	
129281				ハステロイ C22	

Anchor stirrer (アンカースターラー)

商品コード	羽根径 (mm)	長さ (mm)	材質	シャフト径 (mm)	取付穴径 (mm)
129517	Φ 38	160	SUS316L	Φ 15/Φ 8	Φ 7
129520			ハステロイ C22		
129518		180	SUS316L		
129521			ハステロイ C22		
129519		240	SUS316L		
129522			ハステロイ C22		
127393	Φ 60	180	SUS316L		
129516			ハステロイ C22		
127396		240	SUS316L		
129515			ハステロイ C22		
129513		280	SUS316L		
129514			ハステロイ C22		

Helical stirrer (ヘリカルスターラー)

商品コード	羽根径 (mm)	長さ (mm)	材質	シャフト径 (mm)	取付穴径 (mm)
132081	Φ 30	100	ハステロイ C22	Φ 15/Φ 8	Φ 7

AG!
 All Glass Innovations

株式会社 旭製作所

本社・工場 〒864-0025 熊本県荒尾市高浜1978

TEL 0120-595-996 URL www.agi.co.jp
 FAX 0968-68-2125 E-mail info@agi.co.jp

拠点所在地 東京・千葉・名古屋・大阪・姫路・岡山・東広島・大竹・山口
 宇部・松山・北九州・熊本

○掲載商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。
 ○カタログ発行 2024 年 4 月 ASAH1240401