

X線防護衣が
からだの一部になった。



独自のダブルサポートベルトを採用。
コルセット効果で効く。肩・背・腰がラクになる。

新登場 ウルトラライト シリーズ

これが、ダブルの威力。まるでコルセットを着けているかのような心地よいホールド感でX線防護衣の重量感を軽減します。従来製品より肩・背・腰への負担も小さいから(当社比)、長時間の着用にも最適です。



腰で支える

ウルトラライト サポートコート
新開発ダブルサポートベルトが、コルセットのように腰まわりに密着。体との一体感を高めます。



肩にかかる負担減

ウルトラライト サポートエプロン
新開発ダブルサポートベルトがコルセット効果を発揮。同時に、背面の生地とクッションを前方に引いて固定します。

優れた安全性・機能性・快適性に、
上質感も兼ね備えた表面材を採用しました。



シボ加工(レンズ)

美しい“シボ加工”を施した素材です。

表面材に高級感あるシボ加工を施した生地を採用しました。凹凸がないので、薬品・血液などが付着しても拭き取りは容易。表面材の耐久性も向上させているため、つねに清潔に保つことができます。



クリアグリーン

クリアオレンジ

クリアピンク

クリアブルー

鮮やかな4つのカラーを
ご用意しました。

ウルトラライト シリーズだけの4つのカラー・バリエーション。サイズ・部門・目的等による色分けにも便利です。



(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS企画および国際規格ISO22196にも対応しています。



つねに衛生的に使える
SIAA 認定の抗菌素材です。

抗菌剤を練り込んだ素材なので、抗菌効果は長持ち。汚れが付着しても、拭き取るだけで衛生的なコンディションを保つことができます。

遮へい材には高い防護効果をもつ新素材を採用しました。

元素の異なる2積層の遮へいシートを使用することで、従来の無鉛素材よりも高い散乱線防護効果を確保しています。