

非固着性 フィルム付きパッド



Telfa™ テルファ™ サージカル パッド


有孔ポリエステルフィルムで覆われた吸収体
(コットンフィルム)が血液・体液を吸収します。
有孔ポリエステルフィルムの表面には
小さな穴が空いており、通気性に配慮しています。

- 創傷部位の保護と、血液・体液の吸収。
- 手術創の保護と血液・体液の吸収。
- 1枚ずつ滅菌済み(個包装)。



カタログ番号	製品名	規格	ケース入数(枚)
K1050WC	テルファ™ サージカル パッド	7.6cm×10.2cm	900(50/箱×18箱)
K1169WC		7.6cm×15.2cm	750(50/箱×15箱)
K1238WC		7.6cm×20.3cm	600(50/箱×12箱)

製品規格
一般名称: 救急絆創膏
販売名: テルファ サージカル パッド
医療機器届出番号: 22B1X00007KD007A
クラス分類: I 一般医療機器



製品表面
ポリエステルフィルムの拡大図

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら


CardinalHealth™