

ワーデル® CP

NEW 綿100%の強撚糸による弾力包帯

● 圧迫・支持力

強撚糸による伸縮性（長さ方向）が圧迫・支持に優れ、関節部位や屈曲部位も適確に固定。

● 接着力・通気性

高い皮膚接着力を保持。波状塗工により、貼付時の通気性が良くムシにくい。


● 低刺激性

皮膚への刺激が低くカブレにくいアクリル系粘着剤を使用。




皮膚呼吸を妨げにくい
波状塗工

肌にやさしい綿100%




使用例


● 圧迫固定や運動抑制に



● テーピング固定に



● 血管造影（アンギオ）後の圧迫に



剥離紙（セパレーター）の1cm幅のロゴと5cmごとのラインで、長さやカット位置がわかりやすい

規格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
060562	No.2.5 2.5 cm × 約 5 m (伸長) 12 巻入	1 箱	4958995605624
060571	No.3.8 3.8 cm × 約 5 m (伸長) 8 巻入	1 箱	4958995605716
060563	No.5 5.0 cm × 約 5 m (伸長) 6 巻入	1 箱	4958995605631
060564	No.7.5 7.5 cm × 約 5 m (伸長) 4 巻入	1 箱	4958995605648
060565	No.10 10.0 cm × 約 5 m (伸長) 3 巻入	1 箱	4958995605655

・ケース単位…6箱入

材質

- ・ 基 布：綿100%
- ・ 粘着剤：アクリル系
（ラテックスフリー）



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店

粘着性伸縮包帯 ケアメル®



ハンドカット可能で使いやすい伸縮包帯

- **伸縮性・フィット性**
適度な伸縮性で関節部位や屈曲部位を適確に固定。
薄手タイプの基布で貼付部位へフィット。
- **接着力・通気性**
高い皮膚接着力を保持。波状塗工により、
貼付時の通気性が良くムレにくい。
- **低刺激性**
皮膚への刺激が低くカブレにくいアクリル系
粘着剤を使用。



規 格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
060542	No.2.5 2.5 cm × 5 m 12 巻入	1 箱	4958995605426
060551	No.3.8 3.8 cm × 5 m 8 巻入	1 箱	4958995605518
060543	No.5 5.0 cm × 5 m 6 巻入	1 箱	4958995605433
060544	No.7.5 7.5 cm × 5 m 4 巻入	1 箱	4958995605440
060545	No.10 10.0 cm × 5 m 3 巻入	1 箱	4958995605457

・ケース単位… 6箱入

材 質


- ・基 布：綿・ポリウレタン
- ・粘着剤：アクリル系
(ラテックスフリー)

自着性包帯 タケトラ®ピタッとタイ®

包帯どうしがくっつく便利な自着性包帯

※ハンドカット可能

- **自着性包帯**
包帯どうしがピタッとくっつくため
巻き終わりのテープ留めいらす
- **巻きやすい**
肌や髪の毛につかないため巻きやすく
巻き直しも簡単
- **ラテックスフリー**
ラテックスアレルギーの心配がなく
肌にやさしい



規 格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
021507	2.5cm 幅 2.5cm × 約 4.5m (伸長)	1 巻	4958995215076	10 巻
021508	5.0cm 幅 5.0cm × 約 4.5m (伸長)	1 巻	4958995215083	6 巻

オープン価格

※この商品のメーカー出荷はケース単位です

材 質

ポリプロピレン不織布
ポリウレタン