

Cavitation / Radio Frequency / Toning / LED Mask



0
PYR BURST ZERO


フェイシャルからボディーケアまでこの一台で本格メニューが
組める現代エステティックサロンに必ず必要になる一台 !!
新しいメニューや、新しくサロンを開く方が「ゼロ」から
スタートできる機械です。

0

PYR BURST ZERO

パイラバーストシリーズが新たに生まれ
変わって登場！

「バーストゼロ」にはLEDマスクを搭載！
LEDマスクでフェイスクアをしながら
ボディをキャビテーション又は、ラジオ
波 6PIN で同時出力モード搭載！
施術時間の短縮になりました！



赤色 LED

青色 LED

紫色 LED

【パイラバーストゼロ】スペック

規格

■販売名：PYR BURST ZERO / パイラバーストゼロ

■税別小売価格

Cavitation / Radio Frequency / Toning / LED MASK

■本体サイズ

幅 297mm

奥行 420 ~ 440mm(ブローブスタンド含む)

高さ 200 ~ 500mm(LED マスク含む)

本体重量：約 7 kg

定格電圧：65W/100V/50-60Hz



▶キャビテーションプローブ

MODE [A.B.C.D] Level [0 - 15]

直径 7.9cm / 重量 840g / 出力 35KHz



※キャビテーションプローブは
消耗品とさせていただきます。

▶ラジオ波プローブ 6PIN

Level [0 - 15]

直径 7.5cm / 重量 580g / 出力 2.2MHz / LED 付



▶ラジオ波プローブ 3PIN

Level [0 - 15]

直径 3.7cm / 重量 320g / 出力 2.2MHz / LED 付



▶トーニングプローブ

MODE [A.B.C.D] Level [0 - 15]

直径 2.5cm / 重量 210g / 出力 20Hz



▶LEDマスク

COLOR [赤 / 青 / 紫](全カラー同時出力：近赤外線)

Level [Low / Mid / High] (3 段階出力)

縦 24.5cm× 幅 18 ~ 20 cm / 重量 80g



MADE IN CHINA

Inspection in Japan

※基板設計を日本でを行い中国で組み立て。

入荷後更に日本の工場にて検品・動作チェックを行います。

販売元 株式会社 リンクス
<http://www.links-links.jp>

埼玉県所沢市緑町 4-7-14 TEL : 04-2903-0488
Mail info@links-links.jp