



鉗子の仕様について

鉗子の各部名称



把持部分形状

把持部分には、ヨコミゾ型・タテミゾ型・麦粒型・ドウベイキー型・アヤスジ型・クーリー型・フラット型など、様々な仕様のものがあります。



ヨコミゾ型



タテミゾ型



ドゥベイキー型
(無傷性型)




麦粒型



アヤスジ型



クーリー型



フラット型



クワ型

ボックス部分形状

ボックス部分には、ボックス型・ハズシ型・ネジ止型・撞木型など様々な仕様のものがあります。



ボックス型



ネジ止型



ハズシ型



撞木型