





No.563 ニトリルトライ5 ブルー パウダーフリー 仕様書

2022年4月1日

商品名	No.563 ニトリルトライ5 ブルー パウダーフリー			梱包	内箱	100枚入		
カラー	ブルー				外箱	2000枚入(100枚×20箱)		
主原材料	ニトリルゴム(NBR)			サイズと印刷				
サイズ	A全長mm	B手の幅mm	C中指長mm	サイズ	内箱サイズ(mm)	外箱サイズ(mm)	JANコード	集合包装用商品コード
SS	235以上	80±5	75±5	SS	235×130×70	540×370×260	4520951 014070	14520951 014077
S	235以上	85±5	77±5	S	235×130×70	540×370×260	4520951 014087	14520951 014084
M	235以上	95±5	83±5	M	235×130×70	540×370×260	4520951 014094	14520951 014091
L	235以上	106±5	85±5	L	235×130×70	540×370×260	4520951 014100	14520951 014107
LL	235以上	115±5	87±5	LL	235×130×70	540×370×260	4520951 014117	14520951 014114
				備考	内箱材質:コートボール			
					外箱材質:Wフルート			
					外箱にサイズ毎のPPバンドを掛ける			
					PPバンドカラー SS:ピンク S:ブルー M:イエロー L:グリーン LL:ホワイト			
厚み(mm)				<p>内箱デザイン</p> <p>印刷色 SS:ピンク/ブラック S:ブルー/ブラック M:レッド/ブラック L:グリーン/ブラック LL:オレンジ/ブラック</p> 				
指先	0.14±0.02			<p>外箱デザイン</p> 				
掌	0.09±0.02							
引張強度	min. 25Mpa			<p>外箱梱包イメージ</p> 				
伸び率	min. 500%							
ピンホール	AQL1.5							
生産国	中国							