


No.3003 エブケアエンボス25ブルー 袋入 仕様書

2022年2月1日

商品名	No.3003 エブケアエンボス25ブルー 袋入			梱包	内袋	100枚入			
カラー	ブルー				外箱	60袋入			
主原材料	低密度ポリエチレン(LDPE)			サイズと印刷					
サイズ	A全長mm	B手のひら幅mm	C中指長さmm		内袋サイズ(mm)	印刷色	外箱サイズ(mm)	印刷色	JANコード
SS	255±5	124±5	69	SS	167×355	ピンク	570×375×280	ブラック	4520951 011215
S	275±5	136±5	76	S	167×355	ブルー	570×375×280	ブラック	4520951 011222
M	275±5	154±5	83	M	167×355	レッド	570×375×280	ブラック	4520951 011239
L	275±5	166±5	84	L	167×355	グリーン	570×375×280	ブラック	4520951 011246
				注意 内袋の材質 ポリエチレン					
				段ボールの材質 Wフルート					
				外箱にPPバンドをクロスにかけて箱を強化すること。					
				包材デザイン					
									
エンボス	外エンボス加工			外箱					
厚み	25ミクロン(エンボス加工前)								
									
生産国	中国								