





No.1032 エブケアプラテ40 パウダーフリー 仕様書

2023年2月20日

商品名	No.1032 エブケアプラテ40 パウダーフリー			梱包	内箱	100枚入		
カラー	半透明				外箱	3000枚入 (100枚×30箱)		
主原材料	塩化ビニル樹脂			サイズと印刷				
サイズ	A全長mm	B手の幅mm			内箱サイズ(mm)	外箱サイズ(mm)	JANコード	集合包装用商品コード
S	230以上	85±5	-	S	110×215×60	570×380×230	4520951 014650	14520951 014657
M	230以上	95±5	-	M	110×215×60	570×380×230	4520951 014667	14520951 014664
L	230以上	106±5	-	L	110×215×60	570×380×230	4520951 014674	14520951 014671
LL	230以上	115±5	-	LL	110×215×60	570×380×230	4520951 014711	14520951 014718
				注意 ダンボールの組み立てにホッチキスを使用せず、のり付けにて組み立てること。 外箱にPPバンドをクロスにかけて箱を強化すること。色S:青 M:黄 L:緑 LL:白 ダンボールの種類(ダブルフルート)				
				内箱デザイン 印刷色 S:ブルー/ブラック M:レッド/ブラック L:グリーン/ブラック LL:オレンジ/ブラック				
				外箱デザイン 				
厚み(mm)								
指先	0.07±0.03			外箱梱包方法 				
掌	0.06±0.03							
袖口	0.05±0.03							
引張強度	min. 10Mpa							
伸び率	min. 300%							
ピンホール	AQL4.0							
製造国	中国							