

大切なひとだから
毎日洗ってあげたい



世界初!!^{※1} オールインワン 介護用洗身用具



オールインワン介護用洗身用具

switle BODY

メーカー希望小売価格

介護者ひとりだけで要介護者を普段のベッドに寝かせたまま、
ベッドを濡らさず、汚さず、安全に、手軽で、簡単に、気持ちよく。
専用の弱酸性ソープでさっぱり清潔に！
まるでシャワーを浴びたように洗身することができます。

※1: 2023年10月30日現在、ステラアソシエ株式会社調べ。お湯とソープが出せる商品において、国内外の介護用入浴機器、およびポータブルシャワーを対象に調査。

POINT 1
液だれしない
湿式吸引アタッチメント



POINT 2
清水・汚水・ソープタンク内蔵
オールインワン設計



POINT 3
お湯 (38℃~42℃)・専用ソープ
噴射システム



さらに!

女性やお年寄りでも手軽に持ち運べる軽量設計を実現 (本体質量 約5.5kg : ACアダプター、水を含まず)

switle BODY が 介護で悩む人たちの 負担を軽減

水温はお好みに合わせて、38℃～42℃に調整可能。
季節や環境に合わせた水温に調整いただけます。
また、約1Lの水で予洗い、洗身、さらにすすぎまで
対応いただくことができ、必要最低限の水のみ
使用することで節水にもつながります※2。

※2: 体型や体の大きさにより、使用する水量やソープ量は異なります。
また、指の間など洗えない箇所もございます。

操作部 詳細



タンク部 詳細



品番	SWB-1000JP
サイズ	横 480mm × 縦 230mm × 高さ 290mm
重量	約5.5kg (ACアダプター、水を含まず)
各タンク容量	清水タンク: 約1.8L / 汚水タンク: 約2L 専用ソープタンク: 約0.3L
電源	入力: AC 100 - 240V
消費電力	350W
付属品	ACアダプター、シャワーヘッドセット、 スポンジヘッド、シリコンヘッド

●製品についての全般的なご相談

コールセンター ☎ 0120-914-649

携帯電話からは 03-5817-4474

(受付時間) 平日11時～17時まで。土日祝日、年末年始、GW、夏季休業日は
お休みとさせていただきます。

1年間保証

商品には保証書を添付しております。
ご購入の際は、お買い上げ店名・ご購入日が
記載された保証書を必ずお受け取りになり、
大切に保管してください。店名・ご購入日の記
載のないものは無効となります。

産学連携



国士館大学体育学部
スポーツ医科学
櫻井 勝 教授

国士館大学との産学連携事業。
介護用洗身用具の除菌性能を研究。
皮膚を清潔に保つことで皮膚疾患
の予防が期待できる。

補修用性能部品保有期間

介護用洗身用具の補修用性能部品の保有期間は製造切後6年です。

プロダクトデザイン



株式会社exiii design
デザイナー
小西 哲哉

iF design award、GOODデザイン
賞など、国内外のデザインアワード
を多数受賞。福祉機器のみならず、
幅広いプロジェクトに取り組む。

消耗品



専用ソープ (900ml) 1本
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-BS1001
[JAN] 4562496250988



専用ソープ (900ml) 6本
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-BS1006
[JAN] 4562496250971



専用スポンジ 1個
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-SP1001
[JAN] 4562496251015



専用スポンジ 6個
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-SP1006
[JAN] 4562496250995

別売品



switle BODY 専用カート
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-TA1001
[JAN] 4562496251022



滅菌ボックス
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-MB1001
[JAN] 4562496251039



マグネットヘッド 1個
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-MG1001
[JAN] 4562496251077



マグネットヘッド 6個
メーカー希望小売価格

[品番] SWB-MG1006
[JAN] 4562496251060

推奨品



**除菌水/弱酸性次亜塩素酸水
生成パウダー 30包**
メーカー希望小売価格

[品番] SPW-H030
[JAN] 4562496250414



**除菌水/弱酸性次亜塩素酸水
生成パウダー 120包**
メーカー希望小売価格

[品番] SPW-H120
[JAN] 4562496250421

