

術中迅速組織標本作製用 (クリオスタット用)

凍結スプレー & 包埋剤

WHITE FREEZER-ze

ホワイトフリーザーze

(病理組織迅速凍結用スプレー)

ホワイトフリーザーze



用 途 クリオスタットの前処理・蛍光抗体の試料作製・凍結切断等、病理組織学的診断における試料切片作製のための試料凍結用にご使用下さい。

特 長 人体に安全で環境にやさしい、**HFO-1234ze** を使用
オゾン破壊係数 = 0
地球温暖化係数はHFC134aの99.9%、HFC-152aの99.2%を削減。
頭部にノズルを付け軽く押さえると、-40℃まで下げられる冷気がノズルから噴射します。

価 格 358g × 1本
1ケース 12本入

WHITE TISSUE-COAT

ホワイト

ティッシュ コート

(抗菌剤配合)

WHITE TISSUE-COAT FL (蛍光抗体法対応)

ホワイト

ティッシュ コート

エフエル

(包埋剤)

用 途 クリオスタットの前処理・凍結組織切片作製用包埋剤としてご使用下さい。

特 長 ★ ホワイトティッシュコートは、ウイルス・細菌等の感染防止用に**抗菌剤**と**界面活性剤**を配合した新タイプの包埋剤です。また脂肪部分の切断面がすぐれています。
★ ティッシュコートFLは、蛍光抗体法の凍結組織切片作製用包埋剤にもご使用できます。
★ ティッシュコート・ティッシュコートFLは、経済的です。

価 格 120ml × 1本
1ケース 12本入
1ケース 48本入

(1本)



ユーアイ化成株式会社

代理店

兵庫県尼崎市田能6-1-35

TEL 06-4960-1666 (代表)

FAX 06-4960-1333