



KONIX ウルトラサウンドジェル 製品仕様

商品名	ウルトラサウンドジェル 250ml レギュラー硬め	ウルトラサウンドジェル 250ml ソフト	ウルトラサウンドジェル 5,000ml ソフト
品番	T1540.101.0001	T1540.101.0002	T1540.101.0004
JANコード	4571317641416	4571317641423	4571317641447
内容量	250ml	250ml	5,000ml
色	● ブルー	● クリア	● クリア
原材料	脱イオン水、カルボマー、水酸化ナトリウム、モノプロピレングリコール、フェノキシエタノール ¹⁾ 、エチルヘキシルグリセリン、着色剤(レギュラー硬めのみ)		
有効期限	製造日から3年間		
容器形状			
付属品	-	-	ノズル、250ml 空容器1本
入数/箱	20本	20本	1個
標準価格			

こだわりの品質による高い安全性

アレルギーの原因にもなるアルコールや防腐剤(パラベン、CIT、MIT)が含まれておらず、緑茶など自然界に存在する植物由来の低アレルギーなフェノキシエタノールを使用しているため、敏感肌の患者さんにも安心して使用できます¹⁾。また、アルコールが含まれていないためブロープの劣化を軽減します²⁾。

パラベンフリー／アルコールフリー
敏感肌の患者さんにも安心して使用できる超音波検査用ゼリー

医療機器クラスII 認証済 (FDA・CEマーク)

厳しい審査基準として知られているアメリカ食品医薬品局 (FDA: Food and Drug Administration) の認可を取得した信頼性の高い超音波検査用ゼリーです。欧州では医療機器としてCEマークを取得し、世界中で販売されています。本邦では薬機法非該当となるため、販売にあたり特別な承認(認可)・認証は不要です。

FDA FDA認可 510(k): K101952
CE CEマーク認証 Class II a

Q. パラベンとは?

A. パラベンは、人体に対する毒性が低く細菌やカビなどに対する抗菌・抗真菌作用によって防腐剤として広く使われている成分です。特に敏感肌の方がアレルギーを引き起こすことがあるため注意が必要です³⁾。

2016年から2017年に実施されたアレルギー物質のパッチテストでは、全体の0.9% (男性1.8%, 女性0.7%) の方がパラベン陽性¹⁾となりました。これは1,000人に9人の割合です。

*1 接触皮膚炎診療ガイドライン2020

*2 鶴岡 博美, et al, プロナックスの接触性皮膚炎に対する効果判定, 超音波医学会2013

*3 伊藤 智子, et al, 皮膚科医に知らず知っておきたい香料成分や外用薬による接触皮膚炎, アレルギー, 69巻 (2020) 1号

