

特殊構造で横漏れブロック

長時間でも安心 たっぷり吸水

7層構造で
安心の吸水力と
消臭効果！

Made in
JAPAN
日本製

お出かけ、
ご旅行時など
長時間も安心！

ベージュ

ピンク

タテのび
ヨコのび

吸水 防水

消臭ディスマル使用

綿95%

ポリウレタン5%

動きやすさを考えたポリウレタンを使用。



一分丈タイプ…見た目普通のショーツと変わりません。




内側/後部



内側/前部

特殊縫製で横モレをガード




実用新案 シミ出し軽減機能

パッド周囲の溝に
仕掛けた特殊な構
造で不快な横モレ
をブロック！

吸水量

約130cc

パッド部分は驚異の7層構造で吸水、消臭！



スーパーさらりん130cc 婦人用

- 素材/身生地：綿95%、ポリウレタン5%
ウエストゴム部分：ナイロン52%、ポリエステル48%
- カラー/ピンク、ベージュ
- サイズ/M、L、LL
- 生産国/日本製

適用サイズ表 (cm)

サイズ	ヒップ
M	87～95
L	92～100
LL	97～105

※軽失禁以上の尿モレに自覚がある方は市販の尿モレパッドとの併用をオススメします。



・無蛍光洗剤をご使用ください。