





シンエイテクノのすべり止め段差解消スロープ ダイヤスロープシリーズ

段差や幅・場所に合わせた日本一豊富な品揃え—全79品種

ダイヤスロープは建物内外での段差解消に幅広くご利用いただけると共に、ご利用者の身体状況に合わせてスロープ勾配を選択できる種類豊富な硬質ゴム製・ハイパロン製・FRP製スロープです。

 <p>屋内用 14度</p> <p>ダイヤスロープ DS76 DS76シリーズ (高さ0.5~10cm)</p> <p>ダイヤスロープ DS100 DS100シリーズ (高さ1.0~6.0cm)</p> <p>ダイヤスロープN DS76N DS76Nシリーズ (高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)</p> <p>硬質ゴム製</p>	 <p>屋内用 10度</p> <p>ダイヤスロープ10 DS10/80 DS10/80シリーズ (高さ0.5~5.0cm)</p> <p>硬質ゴム製</p>
 <p>屋外用 14度</p> <p>ダイヤスロープ屋外用 DS076 DS076シリーズ (高さ0.5~10cm)</p> <p>ダイヤスロープN屋外用 DS076N DS076Nシリーズ (高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)</p> <p>ハイパロン製</p>	 <p>屋内外兼用 14度</p> <p>ダイヤスロープFRP DSF70 DSF70シリーズ (高さ9.5~15.0cm)</p> <p>FRP製</p>

ダイヤスロープは(独法)科学技術振興機構の平成21年度地域ニーズ即応型補助金により兵庫県立工業技術センター、神戸学院大学及びシンエイテクノ(株)との産学協同により開発された商品です。

「2015年度ひょうごNo.1ものづくり大賞」受賞!!・「プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!
「関西ものづくり新撰2017」選定!!

介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品

ダイヤスロープ10 DS10/80

® PAT (勾配10度・幅80cm)

硬質ゴム製すべり止め
段差解消スロープ

進化したスロープ形状(両サイドはゆるやかなR形状)

角度がゆるやかになった分だけ奥行きが長くなり、さらに両サイドにゆるやかな勾配をつけ、車イスも回転しやすく、廊下を歩く時に**つまずきにくい**設計にしました。

基本勾配

10度

●両サイド R 形状


歩行時や
車イスも
上りやすい!

つまずき
にくい!


ゆるやかなので
お茶もお料理も
運べます

表裏ともダイヤカット形状

表面拡大



裏面拡大



歩行時・上り


車イス

斜めからの乗り入れも楽になりました

ゆるやかな10度の傾斜



DS10/80 シリーズ



*左右がR形状のため高さ0.5、1.0、1.5cmの幅は80cmより短くなっています。
高さ0.5(75.5cm)、1.0(76cm)、1.5cm(78cm)

■仕様・価格表

DS10/80シリーズ (高さ0.5~5.0cm) *0.5、1.0cmは溝なし

貸与

DS10/80	高さ (cm)	奥行 (cm)	有効幅 (cm)	勾配 (度数)	溝 (本数)	重量 (g)	価格	TAISコード
80-05	0.5	3.5	60	10	-	150		000053
80-10	1.0	5.0	60	10	-	300		000054
80-15	1.5	7.8	60	10	1	600		000041
80-20	2.0	10.6	60	10	2	700		000042
80-25	2.5	13.4	60	10	3	1,300		000043
80-30	3.0	16.3	60	10	4	1,850		000044
80-35	3.5	19.2	60	10	5	2,350		000045
80-40	4.0	22.0	60	10	6	3,100		000055
80-45	4.5	25.0	60	10	7	4,000		000056
80-50	5.0	27.8	60	10	8	5,000		000057

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000053

材質 硬質ゴム
色 ブラウン

介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品

ダイヤスロープN DS76N・DSO76N

® PAT (幅 76cm)

硬質ゴム製すべり止め
段差解消スロープ

勾配14度のスロープを品揃え!!

DS76とDSO76の高さ5.5・6.0・6.5cmと7.5・8.0・8.5cmを勾配14度に改良

基本勾配

14度

ダイヤスロープN

■仕様・価格表

DS76Nシリーズ (室内用・高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)

貸与

DS76N	高さ (cm)	奥行 (cm)	有効幅 (cm)	勾配 (度数)	溝 (本数)	重量 (g)	価格	TAISコード
76N-55	5.5	22.0	69	14	8	3,400		000107
76N-60	6.0	24.0	68	14	9	3,550		000108
76N-65	6.5	26.0	67	14	10	4,000		000109
76N-75	7.5	30.0	66	14	12	5,400		000110
76N-80	8.0	32.0	66	14	13	5,600		000111
76N-85	8.5	34.0	66	14	14	6,000		000112

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000107

材質 硬質ゴム
色 ブラウン

ダイヤスロープN屋外用

■仕様・価格表

DSO76Nシリーズ (屋外用・高さ5.5~6.5、7.5~8.5cm)

貸与

DSO76N	高さ (cm)	奥行 (cm)	有効幅 (cm)	勾配 (度数)	溝 (本数)	重量 (g)	価格	TAISコード
76N-55	5.5	22.0	69	14	8	3,400		000113
76N-60	6.0	24.0	68	14	9	3,550		000114
76N-65	6.5	26.0	67	14	10	4,000		000115
76N-75	7.5	30.0	66	14	12	5,400		000116
76N-80	8.0	32.0	66	14	13	5,600		000117
76N-85	8.5	34.0	66	14	14	6,000		000118

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000113

材質 ゴム、ハイロン(CSM)
色 モスグリーン

介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品

ダイヤスロープ® PAT

DS76・DS100


(幅 76cm) (幅 100cm)

硬質ゴム製すべり止め
段差解消スロープ


室内の標準的な勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!

基本勾配 14度

DS 76 シリーズ



DS 100 シリーズ



■仕様・価格表

DS76シリーズ (高さ0.5~10cm) *0.5、1.0cmは溝なし

貸与

76シリーズ	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	重量 g	価格	TAISコード
76-05	0.5	3.5	73	7	-	120		000040
76-10	1.0	3.5	73	14	-	230		000018
76-15	1.5	5.5	71	14	1	420		000005
76-20	2.0	7.5	69	14	2	670		000006
76-25	2.5	9.5	67	14	3	950		000007
76-30	3.0	11.5	65	14	4	1,300		000008
76-35	3.5	13.5	67	14	5	1,580		000009
76-40	4.0	15.5	66	14	6	1,880		000010
76-45	4.5	17.5	64	14	7	2,350		000011
76-50	5.0	20.0	62	14	8	2,870		000012
76-55	5.5	20.0	62	15.5	8	3,400		000016
76-60	6.0	20.0	62	17	8	3,550		000017
76-65	6.5	20.0	62	18.5	8	4,000		000031
76-70	7.0	27.3	66	14	11	5,000		000032
76-75	7.5	27.3	66	15.1	11	5,400		000033
76-80	8.0	27.3	66	16.1	11	5,600		000034
76-85	8.5	27.3	66	17.1	11	6,000		000035
76-90	9.0	35.4	66	14	15	8,000		000036
76-95	9.5	35.4	66	14.8	15	8,400		000037
76-100	10.0	35.4	66	15.6	15	8,600		000038

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000040

材質 硬質ゴム
色 ブラウン

■仕様・価格表

DS100シリーズ (高さ1.0~6.0cm) *1.0cmは溝なし

貸与

100シリーズ	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	重量 g	価格	TAISコード
100-10	1.0	3.5	97	14	-	260		000019
100-15	1.5	5.5	95	14	1	550		000020
100-20	2.0	7.5	93	14	2	850		000021
100-25	2.5	9.5	91	14	3	1,300		000022
100-30	3.0	11.5	89	14	4	1,800		000023
100-35	3.5	13.5	92	14	5	2,100		000024
100-40	4.0	15.5	90	14	6	2,600		000025
100-45	4.5	17.5	88	14	7	3,500		000026
100-50	5.0	20.0	86	14	8	3,900		000027
100-55	5.5	20.0	86	15.5	8	4,540		000028
100-60	6.0	20.0	86	17	8	4,770		000029

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000019

材質 硬質ゴム
色 ブラウン

室内の段差解消



すべりやすい靴下をはいて歩いても
上り下りとも安全で安心です!!



溝付き、ダイヤカット拡大

介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品

ダイヤスロープ® PAT 屋外用

DS076

(幅 76cm)

硬質ゴム製すべり止め
段差解消スロープ

太陽光や自然環境に強い
屋外用スロープを開発!!

基本勾配 14度

当社の長年の実績を基に太陽光や外部環境に強い
原料ハイパロン(CSM)で成形した新しい屋外用
ダイヤスロープを開発しました。

DS076シリーズはDS76と同一 20品種品揃え!!

■仕様・価格表 *サイズ等はDS76シリーズと同一です。

貸与

76シリーズ	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	重量 g	価格	TAISコード
76-05	0.5	3.5	73	7	-	120		000058
76-10	1.0	3.5	73	14	-	230		000059
76-15	1.5	5.5	71	14	1	420		000060
76-20	2.0	7.5	69	14	2	670		000061
76-25	2.5	9.5	67	14	3	950		000062
76-30	3.0	11.5	65	14	4	1,300		000063
76-35	3.5	13.5	67	14	5	1,580		000064
76-40	4.0	15.5	66	14	6	1,880		000065
76-45	4.5	17.5	64	14	7	2,350		000066
76-50	5.0	20.0	62	14	8	2,870		000067
76-55	5.5	20.0	62	15.5	8	3,400		000068
76-60	6.0	20.0	62	17	8	3,550		000069
76-65	6.5	20.0	62	18.5	8	4,000		000070
76-70	7.0	27.3	66	14	11	5,000		000071
76-75	7.5	27.3	66	15.1	11	5,400		000072
76-80	8.0	27.3	66	16.1	11	5,600		000073
76-85	8.5	27.3	66	17.1	11	6,000		000074
76-90	9.0	35.4	66	14	15	8,000		000075
76-95	9.5	35.4	66	14.8	15	8,400		000076
76-100	10.0	35.4	66	15.6	15	8,600		000077

*TAISコードの全ての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000058

材質 ゴムハイパロン(CSM)
色 モスグリーン



屋外での段差解消

玄関口などの段差解消

介護保険貸与対象商品 貸与


介護保険住宅改修商品

ダイヤスロープFRP

DSF70
(幅 70cm)

ガラス繊維強化プラスチック製
段差解消スロープ

軽くて移動が容易な屋内外兼用のスロープを開発!!
軽量で高齢者や女性でも移動ができ、簡単に設置・撤去が出来ます。




屋内外での段差解消


- ダイヤスロープに高さ9.5cm～15cmの新企画サイズ登場。
- 走行面はダイヤタッチ(すべり止めマット)で好評のゴム製ダイヤカット形状で、すべり止め効果を発揮します。
- 本体はFRP(ガラス繊維強化プラスチック)の一体成形品。
- FRPは軽くて、強度があり、耐久性にも優れています。(耐荷重200kg)

■ 固定する場合

砂や異物の付着がないことをご確認の上、L字型の止め具をご使用ください。



固定図



側面・ネジの止め方
側面幅は22mm、小ねじは30mm程度のものがが必要です。

■仕様・価格表

DSF70シリーズ (高さ9.5～15.0cm)

貸与

DSF70	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	勾配 (度数)	重量 (kg)	価格 (税抜)	TAIS コード
95・100	9.5～10.0	40	70	13.5～14.0	4.3		000101
105・110	10.5～11.0	44	70	13.5～14.0	4.7		000102
115・120	11.5～12.0	48	70	13.5～14.0	5.1		000103
125・130	12.5～13.0	52	70	13.5～14.0	5.5		000104
135・140	13.5～14.0	56	70	13.5～14.0	5.9		000105
145・150	14.5～15.0	60	70	13.5～14.0	6.3		000106

*TAISコードの全ての頭に「01115-」が付きます。(例)01115-000101

- 本体/ガラス繊維強化プラスチック 天面/ゴム (EPDM) アジャスター/ステンレス
- 色/グレー



製造元

シンエイテクノ株式会社

〒653-0014 神戸市長田区御蔵通1-1

TEL.078-577-5637 FAX.078-577-0023

E-mail:sne@crux.ocn.ne.jp http://diamat.jp

ゴムミナ ツーツー

0120-563-722



販売元

株式会社 ウェルファン

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28-32

TEL.050-2018-0956 FAX.072-832-5412

http://www.welfan.co.jp/