

介護支援
TABLEWARE

夢食器

SHARE OUR HAPPINESS

虹彩 (レインボー)

使いやすい
を考えた
思いやりの
食器



片手でらくらくリハビリ...

高齢者、脳卒中用食器

これまで難しかったトレーへのセットが可能となり
病院・施設等でのすべての食事に対応することが出来ます。
もちろんご家庭での高齢者にも、又、お見舞・退院祝としても最適です。



商標登録



●車いす ●義肢・装具製作 ●福祉機器 ●リハビリテーション機器



アメックス熊本株式会社

〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上1-3-9

TEL : 096-384-6565 FAX : 096-384-6594

介護支援 TABLEWARE

豊かな介護環境づくりのお手伝い。

優しくそしてシンプルな有田焼

夢食器虹彩

ゆとりある食事、高齢者特に脳卒中の方の今まで食べにくく、こぼしながら時間がかかっていた食事を解消しました。

有田焼の窯元で焼きあげた食べやすい、すくいやすい、こぼれにくい食器です。

作業療法士(OT)・リハビリテーション病院スタッフが考案したこの「器」は食器の原型である鉄鉢型を基本に6種類を高さ・深さ・曲り角度・色彩をきめこまかく追求しました。

これらを組み合わせることによりすべての食事が可能になります。



品番	品名	サイズ(cm) (外径)	重さ(g)	色
No.1	65鉢	19.5×4.1	500	淡グリーン
No.2	55鉢	17.0×4.0	345	淡ピンク
No.3	5寸鉢	15.0×3.5	250	淡ブルー
No.4	4寸鉢	12.0×4.7	220	淡紫
No.4-1	フタ	11.3	140	淡紫
No.5	3寸鉢	9.5×3.8	130	淡茶
No.6	25鉢	7.8×2.3	70	ブルー
No.8	正角盆	33.0×33.0	460	モスグリーン



すくいやすい食器


幼児やお年寄りの食事自立に！障がい者の食事の自立支援に！

陶器で食べる食事はやっぱり美味しい♪



すくいとく、
こぼれにくい
最後の一口まで
食べやすく
食事意欲が
わきます。

- 一人で食べることができ、ご家族の負担を軽減できます。
- 返しが全面についているのでどこからでもすくえます。
- すくいやすい為、食器に食物が残りにくくなります。



スワローカップ

顎(あご)が上がらずに飲み、嚥下(飲み込み)をサポートするコップです。

嚥下障害の方の介助に！パーキンソン病や脳卒中片麻痺の方の自立支援に！



スワローカップの形状は握りやすく安定します。

取っ手には願い事がかなった時に目をいれていただけます。



普通のコップ

スワローカップ



飲みほす時に顎(あご)があがらなくなる原因となる事がある。

内側に傾斜がついているため顎(あご)があがらず、最後まで飲める。

- 飲むときに顎(あご)が上がらずにすむように内に傾斜がついています。
- 飲み口を広げ、渦巻き模様をつけることでどのくらい飲んだか確認できるように工夫をしました。
- 持ちやすい形状で、取っ手を利用することで様々な持ち方で飲むことができ、有田焼ならではの質感と高級感があります。

●車いす ●義肢・装具製作 ●福祉機器 ●リハビリテーション機器

発売元



アメックス熊本株式会社

〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上1-3-9
TEL: 096-384-6565 FAX: 096-384-6594

窯元

株式会社 ヤマトク

佐賀県有田町

販売店