

シグネチャー™ ラテックス マイクロ



SIGNATURE™ LATEX MICRO

製品の特長

- カゼインフリー
- 新しい手型
 - ▶ 手の疲れ軽減、快適性も向上
- 新たなマルチレイヤー製法
 - ▶ 濡れた手でも装着が容易
 - ▶ 水和作用によるゴムの劣化軽減
- 茶色の手袋が無影灯の反射を軽減
- 二重装着も容易な表面加工
- FITkit 試験実施済み
- カフめくれを軽減する設計
- コンパクトなパッケージ

ラインアップ

製品番号	サイズ	最小受注単位	希望販売価格	
			受注単価	双
MSG5855	5.5	50双 / 箱		
MSG5860	6.0	50双 / 箱×4 / ケース		
MSG5865	6.5	50双 / 箱×4 / ケース		
MSG5870	7.0	50双 / 箱×4 / ケース		
MSG5875	7.5	50双 / 箱×4 / ケース		
MSG5880	8.0	50双 / 箱		
MSG5885	8.5	50双 / 箱		

製品仕様

材料	天然ゴムラテックス パウダーフリー*1
内面コーティング	ポリマーコーティング
色	ライトブラウン
表面仕上げ	スムース
手型形状	直指
カフデザイン	ビードカフ
加硫促進剤	検出不可
残留たんぱく質量	全抽出たんぱく質量1g当たり50μg以下 *2
指先 厚さ	0.18mm
長さ (サイズ7.5) *3	287mm
引張強度 *4	15.9N
切断時の伸び *5	1021%
水密性試験 (ピンホール) *6	AQL 0.65
バクテリオファージテスト	ASTM F1671に準拠
滅菌方法	放射線滅菌

*1 手袋当たりパウダー2mg 以下。ASTM D6124、ISO21171 基準
*2 ASTM D5712 基準
*3 JIS T9107 270mm
*4 JIS T9107 12.5N
*5 JIS T9107 700%
*6 JIS T9107 AQL 1.5



ライトブラウン

天然ゴム・ラテックス



シグネチャー™ ラテックス マイクロ

一般的名称：天然ゴム製手術用手袋
販売名：メドライン天然ゴム製手術用手袋
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：224ADBZX00167000
滅菌方法：ガンマ線滅菌

製品及びご注文に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

メドライン・ジャパン合同会社

東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル15階
www.medline.co.jp
TEL : 03-5842-8800 FAX : 0120-37-5801